

PCR 4-Strip Tube




1. Dual Resin PCR tube Cap

시료의 증발을 최대한 방지할 수 있도록 설계된 제품으로 “zero evaporation”을 통해 최상의 PCR 결과를 얻을 수 있음


2. Rotor Gene을 비롯한 4-Strip tube를 사용하는 PCR 기기에 적합한 제품

Ordering Information

Cat. No.	Description	Packaging	Compatibility
DPT0104T	PCR strip tube for Rotor Gene w/o cap	500 strips/pack, 10 packs/case	Rotor Gene®
DPT0104C	PCR strip tube cap for Rotor Gene w/o tube		
DPT0104TCR	PCR 4-strip tube & cap (48 sets) in rack for Rotor Gene	48 sets/rack, 6 racks/box, 5 boxes/case	
DPT0104ER	Empty rack for PCR 4-strip tube & cap	5 racks/pack, 10 packs/case	



PCR Plate



1. Stand PCR 또는 qPCR 실험에 사용되는 제품으로 내구성이 우수함

2. 다양한 PCR 기기에 사용 가능한 Half Skirt, No Skirt, Full Skirt 그리고 Elevated Skirt 타입의 PCR plate로 구성

3. PCR Plate의 sealing effect를 높이는 PCR film, PCR mat 구매 가능

Brand	Model	DPL96ES	DPL96HS2	DPL96HS1	DPL96NS	DPL96FS
		Elevated Skirt	Half Skirt	Half Skirt (Low profile)	No Skirt	Full Skirt
ABI	Veriti, 9600, 9700, 2720	●	●			
	Veriti Fast, 9800 Fast			●		
	7500 Fast, 7900 Fast, StepOne™, StepOne plus™, ViA™ 7/ Fast			●		
Bio-Rad®	MyCycler, T100, C1000		●		●	●
	iCycler™, MyiQ, iQ5™		●		●	
	CFX-96 Touch™, CFC connect					●


* 좀 더 자세한 기기 호환 문의는 담당 영업사원에게 문의하시기 바랍니다.

Ordering Information


Cat. No.	Description	Packaging	Compatibility	Image
DPL96HS2	PCR 96 plate, Half Skirt type, 200 µl	10 plates/pack, 5 packs/case	Eppendorf®, Thermo®, Biorad®, Biometra®, and etc.	
DPL96NS	PCR 96 plate, No Skirt type, 200 µl			
DPL96FS	PCR 96 plate, Full Skirt type, 100 µl			
DPL96ES	PCR 96 plate, Elevated Skirt type, 200 µl	10 plates/pack, 5 packs/case	Applied Biosystems®	
DPL96HS1	PCR 96 plate, Half Skirt type, 100 µl			
DPM96W	Silicon mat for PCR 96 Plate, white type	10 mats/pack, 5 packs/case		
DPM96C	Sealing film for PCR 96/384 Plate, clear type	10 films/pack, 5 packs/case		

Serological Pipette

1. DNase, RNase and Non-Pyrogenic
2. 고품질의 Polystyrene 재질로 내구성이 우수함
3. 선명하고 깔끔한 프린팅으로 읽기 쉬운 눈금
4. 피펫은 개별 멸균 포장되어 있으며, 피펫 포장지를 뜯기 쉬움
5. 1 ml부터 50 ml까지 다양한 용량을 피펫팅 할 수 있는 6가지 제품으로 구성



Drawer design



Ordering Information

Cat. No.	Description	Packaging	Image
DSP01S	Serological pipettes, 1 ml, Individually wrapped, Sterilized	150 pieces/box, 4 boxes/case	
DSP02S	Serological pipettes, 2 ml, Individually wrapped, Sterilized		
DSP05S	Serological pipettes, 5 ml, Individually wrapped, Sterilized	100 pieces/box, 4 boxes/case	
DSP10S	Serological pipettes, 10 ml, Individually wrapped, Sterilized		
DSP25S	Serological pipettes, 25 ml, Individually wrapped, Sterilized	50 pieces/box, 4 boxes/case	
DSP50S	Serological pipettes, 50 ml, Individually wrapped, Sterilized	40 pieces/box, 4 boxes/case	

Conical Tube

1. DNase, RNase and Non-Pyrogenic
2. Tight Sealing Screw Cap으로 누수 방지
3. 선명하고 깔끔한 프린팅으로 시인성이 우수함
4. 고품질의 Polystyrene 재질로 내구성 및 내화학성이 우수함
5. 멸균 포장되어 있으며, 고속 원심분리 실험에도 Tube의 변형이 생기거나 깨지지 않음 (12,000 RCF Rating)



Ordering Information

Cat. No.	Description	Packaging	Image
DCT50S	PP Conical Centrifuge tube, 50 ml, Sterilized	25 tubes/bag, 20 bags/case	
DCT15S	PP Conical Centrifuge tube, 15 ml, Sterilized		
DCR1550	Empty Rack for 15 & 50 ml conical tube (15 ml x 16 holes & 50 ml x 15 holes)	5 racks/pack	