

GeneAll의 SolMate™ Chemical 첫번째 야심작!

High-end Quality, Bovine Serum Albumin (BSA) Fraction V

다양한 제품의 BSA가 판매되고 있습니다.

하지만, GeneAll 제품은 **급**이 다릅니다.

SolMate™ Chemical의 BSA Fraction V로
고객님들의 실험 퀄리티를 높여보세요!

제품 용도

- ✔ 세포 배양시 영양 성분으로 첨가
- ✔ 효소 단백질의 안정화제로 첨가
- ✔ 항체 보관용 안정화제로 첨가
- ✔ 기타 진단 시약 제조 등에 사용
- ✔ 단백질 정량 실험 (BCA assay 등)에 표준 물질로 사용
- ✔ Western blot, ELISA 실험에 non-specific binding을 막기 위한 blocking reagent로 사용



Product Description	Product Code	Size	Grade	Price (원, VAT 별도)
BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) FRACTION V	SM-BOV-100	100 g	Molecular Biology	180,000

Memo